ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА Ref.8822

Тези продукти отговарят на изискванията на EN149:2001+A1:2009 филтриращи полумаски за защита от частици. Тези продукти трябва да се използват, за да помогнат за защита на потребителя от някои твърди и не-летливи течни частици в зависимост от тяхната класификация и изпълнение: FFP1 до 4 x ГС, FFP2 до 12 x ГС и FFP3 до 50 x ГС.

Δ Обърнете особено внимание на указанията, с този знак.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Уверете се, че продуктът е: - Подходящ за съответното приложение; - Правилно поставен; Използван през цялото време на излагане; - Подменян при необходимост. ▪ **Правилният избор, обучение, употреба и поддръжка са необходими, за да може продуктът да защити потребителя от определени въздушнопреносими замърсители. Неспазването на всички инструкции за употреба на тези продукти за респираторна защита и/или липсата на правилно носене на целия продукт по време на излагане на замърсителите, може да увреди здравето на потребителя, да доведе до сериозно или животозастрашаващо заболяване или постоянна инвалидност.** ▪ За правилна употреба следвайте местното законодателство и предоставената информация. За допълнителни въпроси се обръщайте към 3М България ООД (Бизнес Парк София, Младост 4, сгр.4, ет.2 ПК 1766, тел. 02/9601911. ▪ Преди употреба, потебителят трябва да бъде обучен за правилното използване на продукта в съответствие с приложимите стандарти/ръководства по здраве и безопасност. ▪ Тези продукти не съдържат компоненти от естествен каучук. ▪ Тези продукти не могат да се използват за защита от пари/газове. ▪ Не използвайте в атмосфера със съдържание на кислород по-малко от 19.5%. (По определение на 3М. Отделните държави могат да определят собствени граници на кислородния дефицит. Потърсете съвет при съмнение). ▪ Не използвайте за респираторна защита, когато атмосферните замърсители или концентрациите им са неизвестни или са опасни за живота и здравето. **Δ Не използвайте с брада или друго лицево окосмение , което би възпрепятствало доброто уплътнение на лицето с продукта.** ▪ Веднага напуснете замърсената зона при: а)затруднено дишане; b) поява на замаяност или дискомфорт; ▪ Отстранете и подменете респиратора при увреждане, увеличено дихателно съпротивление или в края на работната смяна. ▪ Да не се променя, видоизменя, почиства или ремонтира този респиратор. ▪ Изхвърляйте в съответствие с местните разпоредби. ▪ При планирано използване в експлозивна атмосфера се обърнете към 3М. ▪ Преди първоначална употреба винаги проверявайте дали продуктът е в срок на годност (вижте датата). **ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ** Виж фиг.1. Преди поставяне се уверете, че ръцете Ви са чисти. Всички части на респиратора трябва да бъдат проверени за повреди преди всяка употреба. 1. Чашковидният респиратор с насочена към пръстите носова част позволява на връзките за глава да висят свободно под ръката. 2. Задръжте респиратора под брадичката с носовата част нагоре. 3. Поставете горната лента около темето на главата, а долната – под ушите. 4. Лентите не трябва да бъдат усукани. 5. С двете си ръце притиснете пластината около носа така, че да постигнете плътно прилягане и добро уплътнение. Притискането само с една ръка на оплътнението около носа може да доведе до намаляване ефективността на респиратора. 6. Прилягането на респиратора към лицето трябва да бъде проверено преди влизане в работната атмосфера. **ПРОВЕРКА НА ПОСТАВЯНЕТО** 1. Покрийте предната част на респиратора с двете си ръце, като внимавате да не нарушите прилягането. 2а) За респиратори без клапан – ИЗДИШАЙТЕ рязко 2б) За респиратори с клапан – ВДИШАЙТЕ рязко 3. Ако прониква въздух покрай носа нагласете отново уплътнението за да премахнете проникването. Повторете гореописаната проверка. 4. Ако прониква въздух покрай краищата на респиратора нагласете лентите така, че да премахнете проникването. Повторете гореописаната проверка. Ако НЕ МОЖЕТЕ да постигнете правилно уплътнение, НЕ влизайте в опасната зона. Обърнете се към Вашият отговорник по безопасност. Потребителите трябва да бъдат проверявани относно начина на поставяне в съответствие с националните изисквания. Информация за проверка на поставянето можете да получите от 3М. **СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ** Съхранявайте в съответствие с инструкциите на производителя, посочени на опаковката. **ЗАБЕЛЕЖКА** Средните температури на съхранение може да надвишат 25˚C/80% влага за кратки периоди от време. Те може да достигнат 38˚C/85% влага, за не повече от 3 месеца от срока на годност на продукта. При съхранение или транспортиране на продукта, използвайте оригиналната опаковка. Съхранявайте далеч от пряка слънчева светлина.

МАРКИРОВКА NR – За използване само в една смяна D – Отговаря на допълнителни изисквания за запълване.  = Краен срок на годност, Формат на датата: ГГГГ/ММ/ДД = Температурен диапазон  = Максимална относителна влажност.

ОДОБРЕНИЯ Тези продукти са типово одобрени и одитирани ежегодно от: BSI Group, Холандия B.V. Say Building, Джон М.Кейнсплейн 9, 1066 ЕП Амстердам, Холандия, Нотифициращ орган № 2797 и / или BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, Великобритания, Нотифициращ огран № 0086 Тези продукти отговарят на изискванията на европейското законодателство (ЕС) 2016/425 и приложимото местно законодателство. Приложимото европейско/местно законодателство и нотифициращият орган могат да се определят чрез преглед на сертификата (ите) и декларацията (ите) за съответствие на www.3m.com/Respiratory/certs.

Тези продукти отговарят на изискванията на европейското законодателство (ЕС) 2016/425 и приложимото местно законодателство. Приложимото европейско/местно законодателство и нотифициращият орган могат да се определят чрез преглед на сертификата (ите) и декларацията (ите) за съответствие на www.3m.com/Respiratory/certs.

3М™ Респиратор за частици Този продукт помага за предпазване от определени частици в концентрация до 4 x TLV. Потребителите трябва да са инструктирани и да са прочели всички инструкции за употреба. Неправилната употреба може да доведе до нараняване, сериозни или животозастрашаващи заболявания. Без материали от естествен латекс. CE 2797

3М™ Респиратор за частици 

3М България Младост 4, бизнес парк София, сграда 4, етаж 2, 1766 София,тел. 02/9601911, факс 02/9601926;
ITA186087/0119 © 3М

Декларация за съответствие е достъпна на следния сайт:
https://preventa-bg.com/nachalo/11407-maska-sresshu-prakh-s-klapan-ffp2.html